



WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM AKKU DER 2WIN

EyeNOVATION®
INNOVATION IM AUGE



BITTE DARAUF ACHTEN, DASS DIE SCHLIESSVORRICHTUNG BEIM ENTNEHMEN UND EINSTECKEN DES AKKUS ZURÜCKGEZOGEN IST!



DEN AKKU MIT DEN KONTAKTEN ZUERST EINSTECKEN. BITTE DARAUF ACHTEN, DASS DIE KONTAKTE NACH INNEN ZUR GERÄTEMITTE ZEIGEN