




AP-3000



„Blau-auf-Gelb“-Untersuchung
(AP-2500BY/AP-3000)




Auto-Kinetik (AP-3000)

Verfügbare Modelle:

- AP-2500
- AP-2500BY
- AP-3000

Kurzbeschreibung

- Fixationskontrolle: Digitales Eyetracking und Heijl-Krakau
- Vollfeldperimetrie (160°)
- Standardisierte Untersuchungen, Analysen und Dokumentationen
- Untersuchung passt sich Patienten an
- EU-Führerscheintest



EU-Führerscheintest

Datenprofil

	AP-2500	AP-2500BY	AP-3000
Messbereich	160° mit beweg. Fixationspunkt	160° mit beweg. Fixationspunkt	160° mit beweg. Fixationspunkt
Dauer Stimulus	0,1 bis 9,9 Sekunden	0,1 bis 9,9 Sekunden	0,1 bis 9,9 Sekunden
Testdistanz	30 cm	30 cm	30 cm
LED-Hintergrundbeleuchtung	3,2 cd/qm (grün)	3,2 cd/qm (grün), 100 cd/qm (blau)	3,2 cd/qm (grün, rot), 10 cd/ qm (weiß), 100 cd/qm (blau)
Elektrische Kinnstütze	O	O	O
Wechselb. Kinnstütze (mon-/binokular)	O	O	O
Kinetische Tests	X	X	Auto-Kinetik
Frei programmierbare Tests	Testeditor	Testeditor	Testeditor
Threshold- und Screeningtest	O	O	O
Heijl Krakau Fixationskontrolle	O	O	O
Live-Videomonitoring	O	O	O
Tracking Kopf/Blick	O	O	O
Vertex-Monitoring	O	O	O
Weiß-auf-Weiß	X	X	O
Rot- oder Blau-auf-Weiß	X	X	O
Blau-auf-Gelb	X	O	O
Größe Stimulus (Goldmann)	III	III und V (blau)	I bis V
Fovealer Thresholdtest	O	O	O
Automatische Pupillenmessung	O	O	O
Verlaufskontrolle	O	O	O
Glaukomtest	O	O	O
Serienfeld-Übersicht	O	O	O
Netzwerk-Kompatibilität	O	O	O
DICOM-Konnektivität	O	O	O
Mehrsprachige Benutzeroberfläche	O	O	O
Festplatte	Extern	Extern	Intern
USB	O	O	O
CD-R/W-Laufwerk	Extern	Extern	Extern
Drucker-Kompatibilität	Windows	Windows	Windows
Benutzerdefinierter Speicher	O	O	O
Höhe	566 mm	566 mm	566 mm
Breite	633 mm	633 mm	633 mm
Tiefe	396 mm	396 mm	396 mm
Gewicht	20 kg	20 kg	20 kg
Stromspannung	115 bis 230 V	115 bis 230 V	115 bis 230 V
Stromfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Stromverbrauch	< 95 VA	< 95 VA	< 95 VA